

FICHE TECHNIQUE

Stéthoscope Colorscop Duo double pavillon - Kawe

Fabrication allemande, finitions soignées pour auscultation et prise de tension.

Tubulure longueur 60 cm

Pavillon double face pivotant

- Face avec membrane diamètre 45 mm pour les hautes fréquences
- Face sans membrane diamètre 30 mm pour les fréquences basses.

Membrane interchangeable Kawe en fibre de verre.

Stéthoscope disponible en coloris noir, vert, rouge, jaune.

Fabrication européenne (Allemagne).

Matériel médical CE

Le stéthoscope double pavillon de la gamme Kawe Colorscop

