



### Stéthoscope Littmann - Classic II Nouveau-Né

Fiable et robuste, le Littmann classic II Pédiatrique est l'outil idéal pour l'auscultation des enfants.

Fiable et robuste, le Littmann classic II Nouveau-Né est l'outil idéal pour une auscultation haute et basse fréquences pour les pédiatres.

- Double pavillon en acier inoxydable.
- Membrane flottante.
- Pavillons de 30 et 20 mm pour l'auscultation des nouveaux-nés.
- Lyre orientée pour le confort du médecin.
- Bague anti-froid pour le confort du patient.

Longueur totale de 71 cm.

Poids : 95 grammes.

4 coloris disponibles : Noir, Framboise, Orange ou Rainbow Edition.

Garantie 6 ans.

Matériel médical CE.

Robé Médical est distributeur certifié Littmann et à ce titre répond aux critères de qualité, service client et service après-vente de Littmann.

Retrouvez le tableau comparatif des produits Littmann en fiche technique (ci-dessous).