



2022  
Distributeur  
Certifié



### Stéthoscope Littmann - Classic II Pédiatrique

Fiable et robuste, le Littmann classic II Pédiatrique est l'outil idéal pour l'auscultation des enfants.

- Double pavillon en acier inoxydable
- Membrane flottante.
- Tubulure à simple conduit.
- Diamètres des pavillons de 36 et 26 mm pour l'auscultation des enfants.
- Lyre orientée pour le confort du médecin.
- Bague anti-froid pour le confort du patient.
- Embouts auriculaires étanches et clipsés.
- Longueur totale de 71 cm.
- Poids : 105 grammes.

Garantie 6 ans.

Matériel médical CE.

Robé Médical est distributeur certifié Littmann et à ce titre répond aux critères de qualité, service client et service après-vente de Littmann. Retrouvez le tableau comparatif des produits Littmann 3 en fiche technique (ci-dessous).

