



Stéthoscope Littmann - Master Cardiologie - Série Limitée

Offrez-vous la qualité acoustique du Littmann Master Cardiologie avec une esthétique unique !

Série limitée : " Smoke Edition ", " Edition Laiton ", " Black Edition " pour bénéficier de la perfection du Master Cardiologie avec un modèle unique.

Avec sa double tubulure et sa haute sensibilité acoustique, le stéthoscope Littmann Master cardiologie est destiné aux spécialistes et généralistes exigeant un excellent niveau de performances.

- Pavillon monobloc en acier inoxydable.
- Membrane double fréquence.
- Tubulure à double conduit interne pour une meilleure isolation des bruits parasites.
- Lyre orientée pour le confort du médecin.
- Bague anti-froid pour le confort du patient.
- Embouts auriculaires étanches et clipsés.

Longueur totale de 69 cm.

Poids : 185 grammes.

Excellente qualité des matériaux pour une restitution acoustique de très haut niveau.

Livré avec une bague anti froid et 1 paire d'embouts auriculaires supplémentaires.

Garantie 7 ans.

Matériel médical CE.

Robé Médical est distributeur certifié Littmann et à ce titre répond aux critères de qualité, service client et service après-vente de Littmann. Retrouvez le tableau comparatif des produits Littmann en fiche technique (ci-dessous).