



### Stéthoscope Mdf MD One® Epoch® Titane - Double pavillon + pavillon pédiatrique - Coloris Bleu Marine

Modèle en titane très léger, polyvalent et de qualité professionnelle. Permet une auscultation précise.

Pesant près de la moitié du poids d'un modèle en acier inoxydable, le MD One® Epoch® Titane est un stéthoscope dans les modèles léger, non destiné à la cardiologie, qui offre une qualité sonore sans compromis.

Ce stéthoscope possède un double pavillon : le côté cloche se concentre sur les sons de basses fréquences (20Hz-100Hz) tandis que le diaphragme ultra-sensible se concentre sur les hautes fréquences (100Hz-1000Hz).

Sa tubulure épaisse, souple et sans latex, est conçue pour isoler les bruits extérieurs.

Le MD One® offre une grande souplesse lors des examens, passant rapidement d'un stéthoscope adapté aux adultes à un stéthoscope adapté aux enfants grâce à son pavillon à vis interchangeable breveté (livré avec).

- Stéthoscope double pavillon
- Modèle en titane
- Pavillon à vis interchangeable
- Léger
- Tubulure épaisse et souple
- Sans latex
- Très bonne acoustique
- Ressort à double lame
- Système ACOUSTIC PYRAMID CHAMBER™
- Garantie de 30 ans
- Coloris Bleu Marine

#### Cloche et membrane :

Stéthoscope avec double pavillon. Le côté cloche se concentre sur les sons de basses fréquences (20Hz-100Hz) tandis que le diaphragme ultra-sensible se concentre sur les hautes fréquences (100Hz-1000Hz).

#### Tubulure épaisse et plus longue :

Tubulure souple, sans latex, plus épaisse et plus longue que les autres pour isoler les bruits extérieurs et assurer une distance de sécurité entre le praticien et le patient.

#### Lyre ErgonoMax™ :

Lyre brevetée, à angle préformé et à tension réglable, ce qui permet un ajustement sur mesure. Le ressort à double lame ajoute à la durabilité.

#### Acoustic Pyramid Chamber™ :

Empêche le tube acoustique de se tordre ou de se comprimer afin de garantir un canal clair et dégagé lors de l'auscultation.

#### Système SafetyLock™ :

Système breveté qui permet d'éviter la perforation accidentelle des tympans en

empêchant que les embouts auriculaires ne se détachent pendant l'auscultation.

**Embouts auriculaires ComfortSeal™ :**

S'adapte parfaitement au conduit auditif.

Le stéthoscope MDF est livré avec 3 tailles d'embouts, petit, moyen et grand. La silicone souple permet à l'embout de se comprimer légèrement, créant ainsi une meilleure insonorisation.

Stéthoscope MDF MD ONE® EPOCH® TITANE - Double pavillon - Coloris Bleu Marine livré avec :

- 3 paires d'embouts auriculaires (3 tailles différentes)
- Pavillon à vis interchangeable pédiatrique
- Un name tag (plaque d'identification)
- Membrane de rechange

**Matériau :** Titane

**Coloris de la tubulure :** Noir

**Finition Métallisée :** Argent

**Longueur totale :** 795 mm

**Poids :** 145 g

Tubulaire :

**Longueur de la tubulaire :** 530 mm

**Diamètre tubulure :** Ø 9 mm

**Diamètre lumière :** Ø 4.5?mm

**Épaisseur tube :** Ø 2.25?mm

Pavillons :

**Pavillon large :** Ø 44?mm

**Petit pavillon :** Ø 34?mm

----

Matériel Médical CE.