



Stéthoscope Pédiatrique simple pavillon - Biomedicare

Stéthoscope léger en aluminium, simple pavillon avec 5 ornements animaux interchangeables

Ce stéthoscope, destiné à la pédiatrie, est utilisé pour l'écoute de différents sons au niveau du cœur, des poumons et des organes du corps humain.

- Pavillon en alliage aluminium anodisé (traitement de protection)
- Tubulure en PVC 600
- Tubes auriculaires en aluminiums
- Ressort de lyre en acier inoxydable
- Embouts en plastique ABS
- Membrane en PVC d'un diamètre de 47?mm

Livré en coffret avec :

- Membrane de rechange.
- Paire d'embouts auriculaires
- Paire de rechange d'embouts auriculaires
- 5 accessoires à clipser

Coloris : noir

Pavillon et membrane : Ø 37?mm

Tubulure PVC souple :

- Diamètre tubulure : Ø 9 mm
- Diamètre lumière : Ø 5?mm
- Épaisseur tube : Ø 2?mm

Conditionnement : boîte individuelle

Accessoires : 5 ornements interchangeables (tigre, ourson, panda, singe et koala)

Livré avec : une membrane et une paire d'embouts en plus.

Le stéthoscope enfants simple pavillon BioMedicare est une exclusivité de Robé Médical.

Garantie : 2 ans

Matériel Médical CE.