



Stéthoscope Rappaport 5 en 1 - Kawe

Avec double pavillon principal et 3 pavillons cloche de diamètres différents interchangeables

Stéthoscope de fabrication Allemande, multiples combinaisons permet d'entendre aussi bien les sons de hautes fréquences que les moindres murmures et de s'adapter selon la morphologie du patient (adulte, enfant et nourrisson).

- Double tubulure courte.
- Petite membrane, diamètre 31 mm pour les enfants et nourrissons.
- Grande membrane, diamètre 45 mm pour les adultes.
- Pavillons interchangeables.
- Pavillon adulte, moyen, petit enfant et nourrisson.
- 3 paires d'embouts auriculaires interchangeables.
- Coloris Marine.

Le stéthoscope Rappaport est livré avec 3 paires d'embouts auriculaires de différentes tailles, 3 pavillons cloches et 2 membranes de rechange (1 petite et 1 grande) rangés dans une pochette plastifiée.

Dimensions :
Longueur : 70 cm.
Poids : 207 g.

Garantie 3 ans.
Fabrication Européenne (Allemande)

Matériel Médical CE.