

### Stéthoscope double pavillon Rappaport - Gima

Stéthoscope double tubulure pour une précision d'écoute élevée.

Stéthoscope en alliage de zinc 5 en 1, livré complet avec jeu d'accessoires et membranes de rechange. Convient pour les examens adultes, pédiatriques et néonataux.

- Double tubulure permettant la transmission des sons individuels.
- Tubulure à paroi épaisse de 56 cm.
- Double pavillon métal avec petite ( $\varnothing 25$  mm) et grande membrane ( $\varnothing 37$  mm).
- Embouts auriculaires ergonomiques vissés.

Fourni avec divers accessoires permettant diverses utilisations spécifiques:

- Jeu de membranes,
- 2 jeux d'embouts auriculaires de rechange.
- Jeu de 3 réducteurs pour petit pavillon.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE.

