



### Stéthoscope électronique prise jack - RI-SONIC - RIESTER

Consultation à distance, se branche directement sur tout type de dispositif mobile, PC ou tablette

Les stéthoscopes électroniques RI-SONIC sont spécifiquement élaborés pour simplifier l'auscultation à distance via la télémédecine, les ordinateurs ou les appareils mobiles.

Simple, ils ne disposent d'aucun bouton ni cadran, facilitant leurs utilisations, qui peuvent être faites à distance ou en partageant des fichiers enregistrés.

Grâce à la technologie piézo brevetée, ils permettent la détection précise des sons corporels tout en minimisant les interférences de fond.

Avec l'application **eMurmur**, disponible sur [AppStore](#) et [GooglePlay](#), les praticiens peuvent écouter en temps réel les sons internes du corps.

- Peuvent être connectés à une station de télémédecine
- Sons auscultatoires amplifiés et améliorés
- Auscultation électronique améliorée pour le praticien
- Offre la possibilité d'enregistrer et de partager les auscultations avec un spécialiste
- Auscultez en clinique, à domicile, à distance ou en déplacement

#### Existe en deux modèles :

- Prise jack
- Fiche USB

#### Caractéristiques techniques du stéthoscope prise jack :

- Mode de fonctionnement : continu
- Protection électrique : classe II protection contre les décharges électriques
- Fiche : stéréo 3,5 mm
- Voltage : Entrée : 2V - 5V CC
- Poids : 145g

#### Caractéristiques techniques du stéthoscope fiche USB :

- Mode de fonctionnement : continu
- Protection électrique : classe II protection contre les décharges électriques
- Fiche : USB
- Voltage : Entrée : 2V - 5V CC
- Poids : 180g

**Garantie : 2 ans**

Matériel Médical de classe II