



### Stéthoscope numérique - Littmann Core Amplification 40x

Le nouveau stéthoscope numérique Littmann® CORE offre l'acoustique, le confort et la qualité d'un stéthoscope cardiologique Littmann combiné à une technologie numérique puissante. Utilisation de façon polyvalente en passant du mode analogique au mode amplifié pour l'auscultation du cœur, des poumons, des intestins et des vaisseaux.

Le stéthoscope Littmann CORE se connecte à l'application Eko sur un smartphone ou une tablette pour visualiser, enregistrer et partager des données.

Idéal pour une utilisation dans les environnements bruyants grâce à la suppression active du bruit, amplification jusqu'à 40x du bruit du corps, excellente étanchéité acoustique grâce aux embouts.

Convient pour l'examen chez l'enfant et l'adulte.

- Double pavillon en acier inoxydable.
- Membrane double fréquence de chaque côté, avec cloche ouverte ou fermée.
- Bague anti-froid en PVC.
- Embouts auriculaires souples, excellente étanchéité acoustique.
  
- Amplification jusqu'à 40X (comparaison entre une fréquence de pic et une écoute en mode analogique).
- Connexion Bluetooth au logiciel Eko pour visualiser, sauvegarder et partager les ondes sonores.
- Suppression active du bruit ambiant.
- Réduit les bruits de fond indésirables.
- Interrupteur sur l'amplificateur Eko pour basculer du mode amplifié à analogique.
- 7 niveaux de réglage du volume en mode amplifié.
- Homologué par la FDA et conforme à l'HIPAA.

Livré en coffret avec double pavillons, 2 jeux d'embouts auriculaires souples, 1 bague anti-froid de rechange, 1 câble de charge USB et 1 guide de démarrage rapide.

Dimensions:

Longueur totale: 69 cm

Double pavillon: diamètre 43 et 33 mm

Poids : environ 200 g

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE.