

FICHE TECHNIQUE



Stéthoscope pour auscultation de précision - MountainMed - Série Limitée Forest

Stéthoscope à double pavillon pour une auscultation précise - Hautes et basses fréquences - Livré avec étui de protection

Ce stéthoscope de la marque Mountain Med allie la qualité acoustique à une esthétique unique, empruntant son inspiration à la nature. Son caractère unique lui permet de s'adapter aux consultations pédiatriques et adultes. Il ajoute une touche personnalisée à votre pratique médicale.

Le stéthoscope est livré avec l'[étui de rangement et de transport "Holster" de MountainMED](#), que l'on peut accrocher à la poche ou à la ceinture.

Le stéthoscope MountainMED permet une auscultation rapide avec une précision des sons hautes et basses fréquences.

- Double pavillon réversible avec bague anti-froid.
- Membrane double fréquence pour l'optimisation des sons graves ou aigus.
- Diaphragme ajustable monobloc pour une meilleure audibilité.
- Embouts auriculaires souples, faciles à enlever.
- Tubulure allongée nouvelle génération.
- Tubulure résistante de large diamètre, pour une meilleure transmission des sons.
- Tubulure à double passage pour deux voies sonores dans un seul tube.

Compris dans la boîte :

- Membrane de rechange
- Paire d'embouts auriculaires
- Paire de rechange d'embouts auriculaires

Pavillons :

- Pavillon : Acier inoxydable
- Pavillon large : Ø 44?mm
- Petit pavillon : Ø 32?mm
- Membrane : Ø 38?mm

Tubulure PVC souple :

- Diamètre tubulure : Ø 6 mm

Coloris :

- Tubulure : Blanc mate avec motifs d'arbres
- Pavillon et tubes auriculaires : Noir mate
- Embouts auriculaires : Noir

Les stéthoscopes MountainMED sont une exclusivité de Robé Médical.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE. DM de classe I