

Stylo autopiqueur pour lancettes stériles ON Call Mission

Stylo autopiqueur disposant de 6 profondeurs de piqûre.

Le stylo autopiqueur permet d'obtenir un échantillon de sang capillaire sur le bout du doigt.

Ce prélèvement de faible quantité de sang est destiné aux appareils d'autocontrôle pour l'analyse du taux de glycémie, taux de cholestérol, taux d'hémoglobine, taux d'INR/PT.

Il s'utilise avec des lancettes à usage unique 26G ou 28G.

- Utilisation simple.
- Doux.
- 6 profondeurs de piqûre.

[Nous proposons 2 types de lancettes stériles à usage unique:](#)

- Lancettes 26G, Boîte de 100.
- Lancettes 28G, Lot de 100.

Longueur: 10 cm.

Poids: 12g.

Vendu seul, sans lancettes.

Matériel Médical CE.

