

### Sutures cutanées adhésives stériles Strip Waystrip Robé Médical

Strips adhésifs pour la fermeture et la cicatrisation des petites plaies peu profondes.

Sutures en fibres polyester non tissées, prédécoupées.  
Permet la fermeture rapide des lésions superficielles, évitent toute macération.

- Hypoallergénique.
- Facile à appliquer.
- Aéré, pour laisser la peau respirer.
- Résistant à la rupture.
- Fortement adhésif dans le temps.
- Adaptable à toutes les parties du corps.
- Réduire ou éviter les points de suture.

#### 4 tailles différentes:

- 75 x 3 mm, pochette de 5 sutures. Boîte de 100 sutures.
- 75 x 6 mm, pochette de 3 sutures. Boîte de 60 sutures.
- 100 x 6 mm, pochette de 5 sutures. Boîte de 100 sutures.
- 100 x 13 mm, pochette de 3 sutures. Boîte de 60 sutures.

Stérilisation : Oxyde éthylène.

Péremption : 3 ans.

Conditionné sous pochette individuelle stérile de 3 ou 5 sutures.

Vendus par boîte de 20 pochettes soit 60 ou 100 sutures selon la taille choisie.

Matériel médical CE.

