

### Table Bobath de kinésithérapie Ecopostural 2 parties

#### Pour le massage et la rééducation en kinésithérapie.

Table de kinésithérapie type Bobath en 2 parties, hauteur fixe.

Sellerie tendue grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Conforme à la réglementation REACH exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).

Densité de sellerie 40 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 5 cm (existe aussi en densité 100 kg/m<sup>3</sup> sur simple demande).

25 coloris au choix (voir nuancier).

Coloris Ocre (46) en photo.

Structure : tube d'acier laqué avec peinture en poudre époxy cuite au four à 250°.

Pieds démontables.

Dimensions :

- 200 x 200 cm.

Hauteur : 55 cm.

Poids 88 kg.

Poids maximal supporté : 135 kg.

Divan d'examen et table de massage de fabrication européenne.

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Tabourets assortis avec la sellerie disponibles : [TAB2610](#) et [TAB4610](#)

