

### Table de kinésithérapie Ecopostural 1 partie 100 x 200 cm

#### Pour le massage et la rééducation en kinésithérapie.

Table de kinésithérapie type Bobath hauteur fixe..

Sellerie tendue grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Conforme à la réglementation REACH exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré)

Densité de sellerie 25 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 5 cm.

25 coloris au choix (voir nuancier).  
Coloris Clémentine (48) en photo.

Structure : tube d'acier laqué avec peinture en poudre époxy cuite au four à 250°.

Pieds démontables.

Dimensions :

- L 200 x l 100 x H 55 cm.

Poids 44 kg.

Poids maximal supporté : 150 kg.

Divan d'examen et table de massage de fabrication européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez-vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Tabourets assortis avec la sellerie disponibles : [TAB2610](#) et [TAB4610](#)

