

FICHE TECHNIQUE

Table de lit - réglable en hauteur 62 à 75 cm - avec pieds

Table avec 6 hauteurs réglables de 62 à 75 cm et plateau inclinable en 3 positions - Peu aussi convenir aux fauteuils

Cette table se règle en hauteur avec 6 positions différentes et pouvant aller de 62 à 75 cm. Elle est pliable pour un rangement plus facile.

Le plateau est inclinable en 3 positions et les pieds sont amovibles.

Cette table se positionne sur le côté du lit et s'adapte également à tout type de fauteuil.

Elle est le plus souvent utilisée pour le repas ou les loisirs.

- Plateau PVC bordé d'un jonc en plastique, facile à nettoyer.
- Hauteur réglable par bouton poussoir.
- Plateau rabattable avec inclinaison réglable.
- Range-médicament intégré dans le plateau.

Coloris : blanc

Matériau : Piètement acier laqué

Dimensions du plateau : H 2,5 cm x L 51 cm x l 39 cm

Hauteur base plateau : réglable de 62 à 75 cm

Longueur pied : 42 cm

Poids : 2,38 kg

