

## FICHE TECHNIQUE

### Table de massage Ecopostural légère, compacte et pliante



### Table de massage pliante ultra légère et compacte spéciale mobilité avec poignée de transport.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré)

Facile à transporter grâce aux clips et à la poignée.

Densité de sellerie 25 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 3 cm.

Table hauteur 75 cm, avec cavité visage.

Structure aluminium renforcé avec câblage acier.  
Piètement en alliage aluminium.

25 coloris au choix (voir nuancier).  
Coloris Celadon (60) en photo.

Dimensions :

- dépliée : H 75 x l 62 x L 182 cm
- pliée : 62 x 91 x 17 cm
- Largeur table: 62 cm
- Dossier: L 91 cm x l 62 cm
- Assise horizontale: L 91 cm x l 62 cm

Poids 10 kg.

Poids maximal supporté : 120 kg.

Table de massage de fabrication européenne, garantie 3 ans.  
Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes  
Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)