

Salamender



### Table de massage pliante alu 3 parties largeur 70 cm Noir Salamender

Encombrement minimal, sellerie 3 parties confortable, châssis en bois et piètement en aluminium, utilisation à domicile ou en déplacement.

Câblage en acier avec verrouillage automatique. Sellerie 3 parties avec mousse haute densité épaisseur 4 cm, dossier relevable manuellement.

- Appuie tête amovible.
- Cavité visage et son bouchon.
- Repose bras latéraux.
- Hauteur ajustable de 62,5 à 85,5 cm.
- Largeur 70 cm.
- Sellerie 4 cm d'épaisseur, densité 24 kg/m<sup>3</sup>.
- Coins arrondis.
- Housse de transport offerte.
- Légère.

Revêtement PVC résistant à l'huile et à l'eau.

Nettoyage facile à l'eau savonneuse ou avec un produit non abrasif ou un produit spécialement adapté tel que [Dentiro Foam](#).

**Coloris :** Noir

Existe également en coloris [Crème](#), [Prune](#), [Havane](#), [Gris taupe](#)

**Dimensions dépliée :** L 195 x l 70 x H (62,5 à 85,5) cm

**Dimensions pliée :** L 96 x l 70 x H15 cm

**Dossier :** L 65 x l 70 cm

**Partie centrale :** L 33 x l 70 cm

**Partie jambes :** L 96 x l 70 cm

**Poids net :** 17 kg

**Résistance au poids :** 650 kg

**Poids maximal au travail :** 250 kg

[Découvrez nos tabourets et nos coussins assortis avec la sellerie :](#)

[Voir les tabourets.](#)

[Voir les coussins ronds.](#)

[Voir les coussins demi-ronds.](#)

Garantie 2 ans, sellerie et châssis.