

## FICHE TECHNIQUE



### Table de massage pliante en bois largeur 70 cm - Gris - avec housse de transport - Salamender

Élégante avec son châssis en bois stable et léger. Largeur 70 cm. Pour un usage diversifié

Structure et cadre en bois, câblage en acier avec verrouillage automatique. Mousse haute densité hauteur 4 cm, avec cavité pour le visage et son bouchon.

Cette table est idéale pour un usage diversifié.

#### Housse de transport offerte avec la table

- Appui-tête amovible.
- Repose bras latéraux amovibles.
- Hauteur ajustable de 62,5 à 85,5 cm.
- Largeur 70 cm.
- Sellerie 4 cm d'épaisseur, densité 24 kg/m<sup>3</sup>.
- Légère.

**Matériaux :** Revêtement PVC résistant à l'huile et à l'eau.

**Coloris :** Gris taupe.

Existe également en coloris [Noir](#), [Crème](#), [Prune](#), [Bleu](#), [Burgundy](#).

#### **Dimensions dépliée :**

Longueur : 185 cm

Largeur : 70 cm

Hauteur variable : 62,5 à 85,5 cm

**Dimensions pliée :** L 95 x l 70 x H 20 cm

**Poids net :** 15 kg

**Résistance au poids :** 650 kg

**Poids maximal au travail :** 250 kg

[Découvrez nos tabourets et nos coussins assortis avec la sellerie :](#)

[Voir les tabourets.](#)

[Voir les coussins ronds.](#)

[Voir les coussins demi-ronds.](#)

Garantie 2 ans Sellerie et structure.

Matériel médical conforme à la Directive Européenne RoHS (2002/95/CE), garantie sans substances dangereuses.

Matériel médical CE 93/42.