



Table de massage pliante en bois largeur 70 cm Havane - avec housse de transport - Salamender

Élégante avec son châssis en bois stable et léger. Largeur 70 cm.

Structure et cadre en bois, câblage en acier avec verrouillage automatique.
Mousse haute densité hauteur 4 cm, avec trou pour le visage et son bouchon.

- Appuie tête amovible pouvant être placé des 2 côtés de la table.
- Repose bras latéraux.
- Hauteur ajustable de 62,5 à 85,5 cm.
- Largeur 70 cm.
- Sellerie 4 cm d'épaisseur, densité 24 kg/m³.
- Coins arrondis.
- Housse de transport offerte.
- Légère.

Cette table est idéale pour un usage diversifié.

Revêtement PVC résistant à l'huile et à l'eau.
Nettoyage facile à l'eau savonneuse ou avec un produit non abrasif ou un produit spécialement adapté tel que [Dentiro Foam](#).

Coloris: Havane

Existe également en coloris [Crème](#), [Noir](#), [Prune](#).

Dimensions dépliée : L 185 x l 70 x H (62,5 à 85,5) cm

Dimensions pliée : L 95 x l 70 x H20 cm

Poids net : 15 kg

Résistance au poids: 650 kg

Poids maximal au travail: 250 kg

[Découvrez nos tabourets et nos coussins assortis avec la sellerie :](#)

[Voir les tabourets.](#)

[Voir les coussins ronds.](#)

[Voir les coussins demi-ronds.](#)

Garantie 2 ans Sellerie et structure.