

## FICHE TECHNIQUE

### Tabliers de protection en polyéthylène - 7,5 gr - Sachet de 100

Tabliers de protection à usage unique. Non stérile.

- Polyéthylène blanc.
- Imperméable.
- Ajustable toutes tailles.
- Se ferme avec lien à la taille
- Fin et résistant.

Épaisseur : 10 microns.  
Longueur : 125 cm.  
Largeur : 80 cm.  
Poids : 7,5 g.

Conditionnés par sachet de 100 tabliers.

Dimension 125x80cm - protection imperméable du porteur

