

FICHE TECHNIQUE



Tabouret de douche avec siège pivotant rembourré - Confort et praticité - Rotation à 360°

Pour une douche sécurisée avec une assise pivotante à 360°, rembourrée, réglable en hauteur et dotée d'un plateau de rangement

Le tabouret de douche pivotant et rembourré offre une douche en toute sécurité et praticité. Son assise pivotante à 360°, vers la gauche comme vers la droite, avec blocage tous les 90°, facilite les transferts et permet un accès facilité aux produits d'hygiène, sans avoir besoin de se lever. Une manette permet de verrouiller le produit dans la position souhaitée.

L'assise rembourrée assure un confort optimal, tandis que le plateau de rangement permet de poser des gants de toilette, savon et autres produits nécessaires.

Avec sa hauteur réglable, le tabouret s'adapte à tous les utilisateurs, garantissant ainsi une utilisation personnalisée.

Utilisation :

- La fonction de verrouillage est desserrée pour la rotation et doit être verrouillée dans la position souhaitée pour effectuer les soins du corps.

Caractéristiques :

- Permet une douche plus indépendante
- Idéal pour les personnes ayant des difficultés à se tenir debout en toute sécurité
- Réglable en hauteur en 7 étapes de 42 à 58 cm
- Patins antidérapants larges (5,8 cm de diamètres) assurant une stabilité maximale
- Coussin d'assise amovible rembourré (2 cm d'épaisseur)
- Assise rotative à 360° avec blocage tous les 90°
- Plateau de rangement pour l'organisation et la proximité des produits d'hygiène

Matériaux :

- Aluminium
- Plastique

Poids maximal : 150 kg

Dimensions :

- Hauteur du siège ajustable en 7 positions de 42 à 58 cm

Poids : 3 kg

Couleurs :

- Bleu

- Blanc

Le produit contient :

- Assise pivotante

- Tubes supérieurs

- Tubes télescopiques

- Embouts antidérapants

- Plateau de rangement

- Poignée du siège

Certifié conforme aux normes européennes (Marquage CE).