



### Talonnère anti-escarre et anti-frottement grand confort

Réduit la pression au niveau du talon et participe à la prévention des ulcères de décubitus.

Les protège-talons restent bien positionnés sur la zone désirée.

Le tissu à faible friction réduit la transpiration et les brûlures causées par le frottement.

Ouverture permettant une bonne circulation de l'air et facilitant les examens physiques.

Taille unique ajustable avec scratch.

Léger et très confortable.

#### Caractéristiques techniques

- Fermeture à double velcros.
- Lavable en machine à 40 °C.
- Séchage sèche-linge à basse température
- Sans latex.

Dimensions :

- Hauteur 34 cm
- Longueur 29 cm
- Largeur intérieure 12 cm et extérieure 15 cm

Poids 180 gr

Livré avec un sac de lavage pour machine.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE