



Tensiomètre Omron 907 bras électronique - Moniteur de tension professionnel

Précis et simple d'utilisation, idéal pour un usage professionnel

Tensiomètre électronique bras, entièrement automatique. Lors de la prise de tension, la valeur de pression peut également être réglée manuellement pour s'adapter à la pathologie et à la morphologie du patient.

- 3 modes de fonctionnement :
 - Mode SINGLE : mesure unique, pression automatique ou manuelle .
 - Mode AVG : 2 ou 3 mesures consécutives, pression automatique ou manuelle.
 - Mode MANU : pour mesurer à l'aide d'un stéthoscope.
- 1 bouton P-SET pour le réglage de la pression.
- 28 mémoires avec dates et heures.
- Mode secret, pour masquer les mesures.
- Technologie Intellisense™, pour un gonflage personnalisé et automatique.
- Détecteur de pulsations irrégulières avec indication d'arythmie.
- En mode AVG, calcul de la moyenne des 3 mesures.
- Large écran LCD et grands boutons.
- Brassard réglable de 22 à 32 cm.

Idéal pour les cabinets médicaux et hôpitaux.

Dimensions : 139 x 203 x 131 mm.

Poids : 910g (hors accessoires).

Livré avec brassard adulte taille M, batterie rechargeable et chargeur secteur.

Matériel médical CE.
Validation IP/ BHS/ AFSSAPS
Garanti 3 ans.