

### Tensiomètre Omron Hbp 1120 bras électronique - Professionnel

Pour une utilisation dans les cabinets médicaux et centres hospitaliers.  
Brassard 22 à 32 cm.

Tensiomètre électronique bras avec double mode de mesure et détection d'arythmie.

Muni de la technologie Intellisense (gonflage contrôlé du brassard).

- Simple et confortable d'utilisation, il possède un large écran pour afficher simultanément la diastole, systole et le pouls.
- Fonctionnement possible en mode manuel avec stéthoscope.
- Aucun étalonnage pour une grande précision.

- Protection étanche.
- Fonction indication Zéro : l'écran indique "OK" quand il est prêt pour la mesure.
- Détecteur de pulsations irrégulières avec indication sur l'écran.
- Brassard réglable Taille M (de 22 à 32 cm).
- Fonctionne sur piles ou secteur.
- Indicateur batterie faible.

- Plage de mesure pression artérielle : de 0 à 300 mmHg.
- Précision: +/- 3 mmHg.
- Plage de mesure pouls : de 40 à 200 pulsations/min.
- Précision: +/- 5%.

Dimensions : 130 x 175 x 120 mm

Poids : 510 g

Livré avec un brassard adulte taille M, un adaptateur secteur et un mode d'emploi multilingue.

**Brassards supplémentaires dans différentes tailles disponibles sur demande.**

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Validation IP/ BHS/ AFSSAPS.

