

Fahrenheit
médical
La Précision de la Mesure



Tensiomètre anéroïde de table et mural large cadran Augen Fahrenheit Medical

Modèle professionnel avec large cadran pour une lecture rapide et précise

Tensiomètre anéroïde sans mercure, avec cadran extra large et mécanisme de haute précision pour une lecture claire, rapide et précise.
Utilisation en cabinet et en milieu hospitalier.

- Cadran XXL Ø 11 cm.
- Échelle de mesure: 0 à 300 mmHg.
- Graduation: tous les 2 mmHg.
- Précision: +/- 3 mmHg.
- Brassard adulte en nylon noir. Fermeture par velcro.
- Poire de gonflage.
- Valve de décompression chromée.
- Tubulure en spirale extensible (environ 1,40m).
- Porte brassard derrière le tensiomètre.

Le tensiomètre Fahrenheit Médical avec cadran XXL peut être fixé au mur ou simplement posé sur une table ou un bureau.

Dimensions cadran: Ø 11 cm.

Dimensions porte brassard: hauteur 9 cm - largeur 9,5 cm.

Tensiomètre de table et mural Fahrenheit Médical complet avec brassard adulte, tubulure en spirale, système de fixation et visserie fournis.

Le tensiomètre de table et mural professionnel avec large cadran Fahrenheit Medical est une exclusivité de Robé Médical.

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.