



### Tensiomètre bras automatique - avec écran Led et station d'accueil - Modèle C02 - Robemed

Mesure oscillométrique de la tension. Avec station d'accueil pour rangement du brassard et protection du tensiomètre.

Ce tensiomètre intelligent est automatique et permet de garder une moyenne des 3 dernières mesures et garde en mémoire 2 utilisateurs. Il possède une détection d'arythmie IHB et également un indicateur d'hypertension.

- Tensiomètre automatique
- Mesure fiable de la pression artérielle systolique et diastolique
- Mesure du pouls par la méthode oscillométrique
- Mémoire de 2 utilisateurs
- Indicateur d'hypertension
- Détecteur d'arythmie IHB
- Effectue une moyenne des 3 dernières mesures
- Brassard 22-40 cm
- écran digital LED

Ce tensiomètre est livré avec : un brassard de 22-40 cm, 3 piles et une station permettant de ranger le tensiomètre et le brassard.

Le tensiomètre peut être utilisé en dehors de la station d'accueil et également rester dedans pendant l'utilisation puisqu'elle est dotée de deux ouvertures pour le tube.

#### Caractéristiques techniques :

Étendue des mesures : Pouls : 40-170 Battements/min

Précision : Tension artérielle +/-3mmHg. Pouls +/- 5% de la lecture

Mémoire : 2 x 120 groupes de mesures

Fonction moyenne : moyenne des 3 dernières mesures

Matériel : ABS + écran digital LED

Taille du brassard : 22-40 cm

Alimentation : Interne-DC 4.5V (3xAA) / Externe-DC 5V 1A

Conditions d'utilisation :

Température : 5°C à 40°C

Humidité : 15% à 93%

Pression : 70KPa - 106 Kpa

Conditions de stockage :

Température : -25°C à 70°C

Humidité : en dessous de 93%

Pression : 70KPa - 106 Kpa