



Tensiomètre bras électronique WatchBP Home A Microlife

Tensiomètre de surveillance à domicile avec détection de la fibrillation auriculaire (FA). Avec logiciel WatchBP Analyzer Home pour transférer les données

Ce dispositif permet la mesure de la tension artérielle et le dépistage de la fibrillation auriculaire en simultané.

Le tensiomètre Home A mesure automatiquement la tension artérielle et permet de transférer les données grâce au logiciel [WatchBP Analyzer Home](#)

La **technologie WatchBP AFIB** détecte la fibrillation auriculaire (FA) avec une grande précision (sensibilité 98 %, spécificité 92 %)

- 3 mesures consécutives
- Mémoire de 250 valeurs
- Programme d'auto-mesure sur 7 jours
- Détection de la fibrillation auriculaire (FA)
- Le logiciel WatchBP Analyzer Home A permet de transférer facilement les données
- Validé cliniquement pour les enfants âgés de 12 ans et plus, la grossesse, la pré-éclampsie, le diabète, les maladies rénales et l'obésité

Mode classique

Mode Moyenne 3 mesures avec mémoire 250 valeurs.

Mode diagnostic

Programme d'auto-mesure sur 7 jours qui suit strictement les recommandations des organismes ESH/AHA/BHS.

3 mesures consécutives

pour une mesure précise de la tension artérielle et la détection de la FA.

Caractéristiques techniques :

Poids : 412 g (piles comprises)

Dimensions : 154 x 94 x 40 mm

Méthode de mesure : Oscillométrique

Plage de mesure : - 30 - 280 mmHg - tension artérielle / 40 - 200 battements par minute - pouls

Affichage de la pression du brassard :

- Plage de mesure : 0 - 299 mmHg

- Résolution : 1 mmHg

- Précision statique : pression à l'intérieur de ± 3 mmHg ou 2% de la lecture à plus de 200 mmHg

- Précision du pouls : ± 5 % de la valeur indiquée

Alimentation : 4 piles alcalines de 1,5 V ; taille AA

L'appareil répond aux exigences des normes sur les tensiomètres non invasifs : EN 1060-1, EN 1060-3, EN 1060-4, CEI 60601-1, CEI 60601-1-2, IEC 60601-1-11

Il satisfait aux exigences de la directive européenne 93/42/CEE pour les appareils médicaux de classe IIa.

Produit garanti 5 ans.

Livré complet avec :

- 4 piles AA

- Brassard souple M : (22/32 cm)

- Housse de rangement
- Guide de démarrage rapide
- Notice d'utilisation en Français