

Tensiomètre électronique bras RM6 Robé Médical

Faible encombrement, large écran avec indicateur du seuil d'hypertension et d'arythmie. Mémoire 2 x 120 mesures. Brassard 22 à 40 cm. Garantie 2 ans

Simple d'utilisation grâce à sa touche unique START/STOP qui permet une prise de tension rapide d'une simple pression.

Résultat précis grâce à la mesure prise lors du gonflage du brassard.

Calcul du seuil d'hypertension avec indicateur par LED selon code de l'OMS.

Calcul de la moyenne des 3 dernières mesures par simple pression sur le bouton mémoire.

Mémoire 2 utilisateurs, 120 dernières mesures, détection d'arythmie, indicateur batterie faible.

Modèle professionnel adapté aussi bien au cabinet qu'au domicile.



- Ecran LCD: 41 x 61 mm.
- Brassard souple de 22 à 40 cm.
- Mémoire 2 utilisateurs, 120 dernières mesures.
- Auto vérification du positionnement du brassard.
- Indicateur du seuil d'hypertension.
- Indicateur d'arythmie IHB.
- Moyenne des 3 dernières mesures.
- Affichage de la date et l'heure.
- Indicateur batterie faible.
- Arrêt automatique après 1 minute d'inactivité.
- Fonctionne avec 4 piles AAA (incluses).

- Plage de mesure tension artérielle: 0-299 mmHg.
- Précision: +/- 3 mmHg.
- Plage de mesure pouls: 40- 199 pulsations par minute.
- Précision: +/- 5%.

Dimensions:

- L.111 x l.110 x H.52 mm.
- Poids : 220g (sans les piles).

Le tensiomètre électronique bras RM6 Robé Médical est livré avec 4 piles AAA.

Garantie 2 ans.
Matériel médical CE.