

### Tensiomètre électronique poignet RM2 Robé Médical

Mémoire 2 utilisateurs, 120 dernières mesures, indicateur d'arythmie, écran 33x42 mm, garantie 2 ans.

Tensiomètre poignet entièrement automatique, prise de la tension lors du gonflage pour une mesure plus rapide et plus précise. Calcul du seuil d'hypertension avec indicateur par LED selon code de l'OMS. Large écran LCD, brassard poignet réglable, mode de test oscillométrique.

Fabriqué sous ISO 13485, Conforme RoHS.

- Ecran LCD: 33 x 42 mm.
- Brassard préformé poignet réglable de 13,5 cm à 19,5 cm.
- Capteurs de pression MEMS.
- Mémoire jusqu'à 120 mesures pour 2 utilisateurs.
- Détection d'arythmie IHB.
- Moyenne des 3 dernières mesures.
- Affichage date et heure.
- Indicateur batterie faible.
- Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA (fournies).

- Plage de mesure tension artérielle: 0-299 mmHg.
- Précision : +/- 3 mmHg.
- Plage de mesure pouls: 40- 199 pulsations par minute.
- Précision : +/- 5%.

#### **Dimensions:**

- L.65 x l.65 x H.70 mm.
- Poids : 99g (sans les piles).

Le tensiomètre électronique poignet RM2 Robé Médical est livré dans un boîtier rigide avec 2 piles AAA.

Garantie 2 ans.  
Matériel médical CE.

