



### Tensiomètre manopaire anéroïde Durashock DS65 Silver Welch Allyn

Tensiomètre anéroïde brassard 25.3 - 34.3 cm / cadran 6cm / dégonflage souple - Etalonnage garanti 10 ans

Le tensiomètre Durashock Silver est un choix de confiance pour les professionnels de la santé à la recherche d'un sphygmomanomètre résistant aux chocs. Sa conception technique et ses fonctionnalités innovantes en font un outil essentiel pour la prise de tension.

#### Caractéristiques principales :

- Résistance exceptionnelle aux chocs
- Étalonnage garanti 10 ans
- Conception légère et ergonomique
- Brassard lavable et décontaminable
- Valve de décompression à gâchette
- Large compatibilité de brassards
- Sans latex
- Compatible avec 8 tailles de brassard différentes

#### Contenu de l'emballage :

- 1 Tensiomètre
- 1 Brassard adulte (25-34 cm)
- 1 Étui de rangement

#### Données techniques :

Méthode de mesure : auscultatoire / manuelle

Type : manopaire

Plage de mesure de la pression artérielle : 0 à 300 mmHg (précision +/- 3 mmHg)

Diamètre cadran : 6.0 cm

Graduation : 2 mmHg

Matière du brassard : nylon

Taille du brassard : 25.3 - 34.3 cm