



### Tensiomètre manopoire anéroïde Durashock DS66 Gold Welch Allyn

Tensiomètre anéroïde cadran 6cm, brassard 25.3 - 34.3cm, dégonflage soupape - Etalonnage garanti 15 ans

Le tensiomètre Durashock Gold à gâchette est un instrument de haute performance conçu pour les professionnels de la santé.

Doté d'une technologie de pointe et d'une conception unique, il offre une fiabilité inégalée et des mesures précises sur une longue durée.

#### **Caractéristiques :**

- Résistance aux chocs
- Étalonnage garanti 15 ans
- Soupape d'évacuation à gâchette
- Conception ergonomique
- Cadran gravé au laser
- Sans latex
- Compatible avec 8 tailles de brassard différentes

#### **Contenu de l'emballage :**

- 1 Tensiomètre anéroïde à gâchette
- 1 Brassard adulte (25-34 cm)
- 1 Étui de rangement

#### **Caractéristiques techniques :**

- Méthode de mesure : Auscultatoire / Manuelle
- Type : Manopoire
- Plage de mesure de la pression artérielle : 0 à 300 mmHg (précision +/- 3 mmHg)
- Diamètre du cadran : 6.0 cm
- Graduation : 2 mmHg
- Matière du brassard : Nylon
- Taille du brassard : 25.3 - 34.3 cm

**Poids :** 162 g

**Garantie :** 2 ans

Dispositif médical CE de classe Im