



### Tensiomètre manopoire anéroïde - avec 3 brassards - Robemed

3 brassards différents pour une mesure précise et fiable adaptés à toutes les morphologies.

Tensiomètre manopoire à membrane anéroïde, tubulure unique et 3 brassards.

#### Kit de 3 brassards de tailles différentes :

- Enfant : Circonférence de 18,4 à 26,7 cm.
- Adulte : Circonférence de 25,4 à 40,6 cm.
- Adulte Large : Circonférence de 33,3 à 51 cm.

- Cadran intérieur Ø 58 mm.
- Tubulure unique.
- Finition chromée.
- Poire de gonflage.
- Appui de main avec cuillère de préhension chromée.
- Valve de décompression chromée.
- Brassards en nylon noir. Fermeture par velcro.
- Échelle de mesure : 0 à 300 mmHg.
- Graduation tous les 2 mmHg.

Utilisation en cabinet, à domicile, à l'hôpital.

Dimensions: Ø 58mm - longueur 16 cm.

Poids: 200 g (tensiomètre seul).

Kit tensiomètre livré complet en coffret avec trousse tissu nylon avec 3 brassards (enfant, adulte, adulte large).

Garantie 3 ans.  
Matériel médical CE.