

### Tensiomètre manopaire anéroïde de précision - Robemed

Tensiomètre anéroïde de précision avec bouton poussoir de décompression

Nouveau tensiomètre de précision avec manomètre de précision résistant aux chocs, préhension optimale avec cuillère latérale de maintien et bouton de décompression.

- Manomètre de précision.
- Poire de gonflage avec cuillère latérale de maintien.
- Simple tubulure.
- Bouton de dégonflage.
- Brassard Adulte en nylon lavable avec fermeture velcro ( 22 - 32cm).
- Echelle de mesure: 0 à 300 mm Hg.
- Cadran intérieur: Ø 60 mm.
- Modèle ambidextre.

Dimensions: L 180 x épaisseur 44 x Ø 65 mm.

Poids: 142g (tensiomètre seul).

Livré complet avec brassard adulte et trousse de rangement en nylon.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE.

