

Tensiomètre manuel anéroïde - ambidextre de précision Switch 2.0 Erka

Pour une mesure précise de la tension artérielle

Tensiomètre anéroïde avec cadran ABS résistant aux chocs, prise en main confortable et gonflage rapide.

- Excellente ergonomie.
- Modèle ambidextre.
- Cadran Ø 56 mm.
- Boîtier en polycarbonate antichoc.
- Brassard nylon à fermeture velcro, sans latex.
- Poire avec cuillère de maintien et robinet de décompression.

Tensiomètre disponible avec brassard:

- Taille Enfant : Circonférence de 14 à 21.5 cm.
- Taille Adulte : Circonférence de 27 à 35 cm.
- Taille XXL : Circonférence de 42 à 54 cm.

Livré en trousse.

Fabricant de matériel médical de diagnostic depuis 1889, la marque Allemande ERKA est engagée dans une démarche d'innovation et d'excellence dans l'auscultation.

Fabrication allemande.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE.

