

### Tensiomètre numérique Pro DM500 - Nissei

Modèle professionnel Nissei destiné au cabinet reconnu pour sa fiabilité

Le Nissei Pro DM500 permet un usage intensif au milieu médical

Le brassard ajustable permet un meilleur confort pour le patient.

Son écran digital LCD de 20 cm garantit une visibilité accrue.

#### Caractéristiques :

Plage de pression systolique : 50-250 mmHg

Plage de la pression diastolique : 40-180 mmHg

Plage de mesure des battements : 40-160 pulse/min

Pression de l'affichage de la pression du brassard : +/- 3 mmHg

Gonflage automatique

Affichage électrique

Alimentation électrique : 2 piles AA

**Taille** : 122.7 x 310.5 x 86.3 mm, fermé

**Poids** : Environ 780g, sans batteries

**Circonférence de bras pour le brassard standard** : 23 à 32 cm ; Brassard petite taille (pour bras de 17 à 25 cm) et brassard de grande taille (pour bras de 32 à 42 cm) disponibles en option.

**Protection contre l'entrée nuisible d'eau** : IPX0

#### Contenu de l'emballage :

Tensiomètre

Brassard et la poire de gonflement

2 piles AA

