



Tondeuse chirurgicale BD Carefusion à batterie avec lames usage unique

Pour le rasage des poils avant toute intervention médicale nécessitant une dépilation.

La tondeuse chirurgicale BD Carefusion s'utilise avec des lames à usage unique spécialement adaptées.

Utilisation sur peau sèche ou humide.

Permet d'éliminer rapidement la pilosité, tout en réduisant le risque d'irritation de la peau et d'infection en comparaison des rasoirs traditionnels.

Utilisation réservée aux professionnels de la santé.

- Facile à manipuler.
- Remplacement de la lame très simple.
- Nettoyage facile à l'eau et au savon.
- Angle de coupe de 40°.
- Batterie Lithium-ION longue durée.

Accessoires:

- Socle chargeur pour tondeuse BD Carefusion. Autonomie: environ 80 minutes en continu. **Référence fournisseur: 5514E**

- Lames standards à usage unique BD Carefusion. Boîte de 50 lames.

Référence fournisseur: 4406

- Lames SensiClip à usage unique BD Carefusion. Pour les zones sensibles.

Boîte de 20 lames. **Référence fournisseur: 4403A**

- Lames Neuro à usage unique BD Carefusion. Pour les cheveux et autres poils très épais. Boîte de 20 lames. **Référence fournisseur: 4412A**

Tondeuse BD Carefusion livrée seule. Sans lames.

Référence fournisseur: 5513E

Attention : Chargeur et lames à usage unique BD Carefusion à commander séparément.

Garantie 2 ans.

Dispositif médical Classe I.