



Trousse de secours compacte Spécial Voyage Astroplast

Les indispensables des premiers soins réunis dans un kit à emporter partout

Le kit de secours en format pocket conçu pour tous vos déplacements en voiture, en avion,...

Conditionné dans boîtier en plastique transparent rigide avec fermeture à clip et poignée de préhension.

Composition :

- 4 lingettes désinfectantes pour les mains.
- 10 pansements imperméables (7,2 x 1,8 cm).
- 2 pansements imperméables (7,2 x 3,7 cm).
- 2 pansements adhésifs avec compresse aluminium non adhérente pour brûlures et blessures.
- 2 pansements non adhésifs stérile 5 x 5 cm.

Dimensions : L 12,5 x l 9,5 x H 3 cm

Poids : 57 g

Fabrication Européenne.

Matériel Médical CE.