

Urgotul, interface non adhérente dernière génération

Urgotul, interface lipido-colloïde non adhésive, non occlusive

Favorise la cicatrisation et s'adapte aux zones à reliefs.

- N'adhère pas à la plaie, retrait atraumatique et indolore.
- Ultra souple et hautement conformable, s'adapte à l'anatomie.
- Pas de macération.
- Maintien d'un milieu humide, favorable à la cicatrisation.
- Formation d'un gel au contact de la plaie, favorisant le processus cicatriciel.

Composé de :

- Trame de polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes,
- Huile de paraffine,
- Huile de vaseline,
- Polymères.

Pansement indiqué dans le traitement des plaies aiguës (brûlures, ...) et chroniques (escarres, ...).

Dimensions : 10 x 10 cm ou 10 x 12 cm.

Conditionné sous emballage individuel stérile.

Vendu par boîte de 25 ou 16 pansements.

Dispositif médical CE.

