

### UrgotulAG, interface lipido-colloïde au Sel d'Argent

#### Favorise la cicatrisation et maîtrise le risque infectieux.

UgotulAg, interface lipido-colloïde non adhésive, non occlusive.

- Large spectre antibactérien, action bactéricide locale.
- N'adhère pas à la plaie, retrait atraumatique.
- Souple et conformable, s'applique même sur les zones à reliefs.
- Maintien d'un milieu humide, favorable à la cicatrisation.
- Gélification au contact de la plaie.
- Gras dans sa composition, non gras au toucher.

Composé de :

- Vaseline,
- Sel d'argent,
- Trame de polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes.

Pansement indiqué dans le traitement des plaies aiguës (brûlures, ...) et chroniques (escarres, ...).

Dimensions : 10 x 12 cm.

Conditionné sous emballage individuel stérile.  
Vendu par boîte de 16 pansements.

Dispositif médical CE.

