



### Verre à découpe nasale et poignées latérales avec porte paille Saint Romain

Verre incassable sans inclinaison avec 2 poignées facilitant la prise en main.

La découpe nasale permet de boire en gardant la tête droite. Cette large découpe laisse passer le nez, réduisant ainsi l'ampleur du mouvement du bras.

Pour une utilisation avec paille, un emplacement est spécialement conçu pour fixer la paille et ainsi l'empêcher de bouger. (*Paille non fournie*).

Idéal pour les personnes atteintes de tremblements, de perte de force dans les mains ou de paralysie faciale.

- Incassable: extrêmement résistant aux chocs
- Deux poignées
- Découpe nasale
- Porte paille intégré
- Emboitable
- Nettoyage en lave-vaisselle jusqu'à 75°C
- Matière plastique copolyester
- Sans Bisphénol A
- Sans Phtalates
- 3 Coloris disponibles: bleu, transparent et cassis

Retrouvez toute notre gamme de vaisselle ergonomique.

#### **Dimensions:**

- Hauteur : 100 mm
- Diamètre : 72 mm
- Poids : 76 gr
- Contenance : 16 cl

Fabriqué en France.