



Pour une plus large vision. Une meilleure vision. Une vision plus nette.

Uniquement avec le nouvel otoscope Macroview™

Le nouvel otoscope Macroview™ va changer à jamais la façon d'examiner l'oreille — sans changer la méthode de travail. Cet otoscope de la nouvelle génération est équipé d'une technologie optique évoluée qui améliore le grossissement tout en vous offrant une vision plus complète de la membrane tympanique. En outre, grâce à son oculaire à mise au point facile, le MacroView™ permet une visualisation améliorée pour vous aider à voir au-delà du cérumen, localiser le liquide au-delà du tympan, et même effectuer des examens sans vos lunettes. En résumé : le MacroView™ vous offre une vue plus large, meilleure et plus nette de l'oreille — vous permettant d'effectuer des examens quotidiens plus rapidement et plus efficacement.




Obtenez une vue plus
complète de la
membrane tympanique

L'otoscope Macroview™ vous offre :

- Deux fois le champ de vision
- Un grossissement 30 % supérieur à celui d'un otoscope traditionnel
- Une vue complète de la membrane tympanique
- Une meilleure clarté et une meilleure définition des repères
- La possibilité de focaliser en fonction des différentes longueurs des conduits auditifs ou d'une vue hypermétrope
- Système de sécurité assurant le maintien du spéculum sur l'otoscope, système d'éjection contrôlé du spéculum

- Une sécurité vous assure que le spéculum sera maintenu solidement et pourra être facilement éjecté
- Choisissez entre un spéculum à usage unique ou réutilisable
- La molette de mise au point réglable vous permet de l'adapter à différentes longueurs de conduits auditifs et à une vue hypermétrope
- Mise au point par défaut (étalon)
- Ouverture d'insufflation pour une otoscopie pneumatique
- Éclairage laryngien disponible
- Les optiques évoluées vous offrent un champ de vision 2 x plus grand et un grossissement 30 % supérieur à celui d'un otoscope conventionnel



Otoscope Macroview™

Informations pour vos commandes

23820 Otoscope Macroview™ avec éclairage laryngien

23810 Otoscope Macroview™

L'otoscope Macroview™ de Welch Allyn est également disponible dans les ensembles de diagnostic, avec le chargeur universel de bureau et dans les systèmes de diagnostic intégrés muraux.

Accessoires

23804 Poire d'insufflation

06500-U Ampoule de recharge

52432-U Spéculum Universal KleenSpec® pédiatrique à usage unique

52434-U Spéculum Universal KleenSpec® adulte à usage unique

24400-U Jeu de quatre spéculums d'oreille réutilisables (2,3,4 et 5 mm)



NOUVEAU ! SofSeal™ – s'adapte sur l'extrémité des spéculums d'oreille Welch Allyn pour améliorer l'étanchéité et le confort pendant l'otoscopie pneumatique

24330-B Embout souple SofSeal de taille moyenne adaptable aux spéculums d'oreille de 3, 4 et 5 mm

24320-B Embout souple SofSeal de petite taille adaptable aux spéculums d'oreille de 2, 3 et 4 mm



NOUVEAU ! Les spéculums avec orifice permettent d'introduire des instruments lors de l'auscultation

52700 Spéculums d'instrumentation (compatibles avec les otoscopes Macroview™ 23810 et 23820)