



# FICHE PRODUIT



ZI de la Trentaine 77507 CHELLES

TEL 01.64.21.70.33  
 FAX 01.64.21.71.08  
 EMAIL: [herdegen@club-internet.fr](mailto:herdegen@club-internet.fr)  
 Web : [www.herdegenfrance.com](http://www.herdegenfrance.com)

14 novembre  
 2013  
 indice 2



**Les plus :**

- confort , qualité des tissus traités scotchgard , divers coloris
- motorisation basse tension
- pochette porte livres

Argumentaire commercial :

**Un fauteuil sobre et confortable avec une inclinaison « quasi couchage ». Astucieux la pochette range livres sur le coté droit.**

**Spacieux et agréable, ces fauteuils de qualité savent être utiles, et permettent en toute sécurité de se relever et de se détendre.**

Caractéristiques produit :

<b>Références internes</b>	48700 SUCESS	
<b>Matériaux</b>	Velours, mécanisme en acier, vérin électrique basse tension 24 volts	
<b>Coloris</b>	Bleu, vert, blacksherry, moka, beige...	
<b>Poids de l'article</b>	55 kg	
<b>Poids supporté</b>	140 kg	
<b>Hauteur de l'assise par rapport au sol</b>	45 cm	
<b>Hauteur totale</b>	102 cm	
<b>Largeur</b>	82 cm	
<b>Largeur entre accoudoirs</b>	75 cm	
<b>Profondeur</b>	55 cm	
<b>Profondeur de l'assise</b>	55 cm	53 cm
<b>Inclinaison du dossier</b>	Quasi couchage	
<b>densité de la mousse</b>	28 kg et plus	

Conformité aux normes en vigueur pas de norme Poids du produit emballé : 60 kg dimensions du produit emballé sous **carton individuel 850\*850\*700 mm**

REFERENCE	DESIGNATION	Code ACL	prix d'achat
487000	releveur success		